

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig.

Seit über zehn Jahren ist die Bernd Ginsberg GmbH ein kompetenter Partner für medizinische Produkte und Dienstleistungen.

Die Einhaltung strenger Qualitätskriterien und regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen bedeuten mehr Sicherheit und Qualität für Sie und Ihre Gesundheit.

Unseren kompetenten Fachberatern, die u. a. über langjährige Erfahrungen in der Pflege verfügen und in Schulungen regelmäßig weitergebildet werden, können Sie jederzeit vertrauen.

Sprechen Sie uns an, wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse und Fragen!



Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2008
Healthcare Compliance
geführter Betrieb



GERICARE[®]
waschbare Krankenpflegeunterlage

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter:
www.shop-begi.de



Bernd Ginsberg GmbH
Eiserfelder Straße 446
57080 Siegen
Telefon +49-271-7031960
Telefax +49-271-70319620
info@begi.de
www.begi.de

B_FG_003

GERICARE

Waschbare Krankenpflegeunterlage – schützt das Bett und ist besonders hautsympathisch.

Die wiederverwendbare Krankenpflegeunterlage

- komfortabel
- ökonomisch
- umweltfreundlich
- institutsgeprüft
- erfüllt gemäß IPI 1/93 Verfahren MDS-Qualitätsstandards
- deutlich größeres Aufnahmekapazität von Flüssigkeiten

Die wiederverwendbare Krankenpflegeunterlage ist die Problemlösung für immobile und inkontinente Erwachsene und Kinder.



Kein Verrutschen, kein Wärmestau.

Der Betroffene liegt auf einem weichen und angenehmen Textilmaterial. Bei Patienten, bei denen eine Abrechnung als Pflegehilfsmittel (PG 51) in Betracht kommt, muss bei wiederverwendbaren Unterlagen die monatliche Pauschale nicht eingehalten werden. Auch Stomaträger – besonders auf Reisen – schätzen die zusätzliche Sicherheit, die eine Textilunterlage bietet. Ideal als Schutzauflage über Anti-Dekubitus-Systeme.

Produktinformation:

Größe: 75 x 85 cm bzw. 85 x 90 cm
Oberseite: Ibex = veredeltes Baumwollgewebe
Saugschicht: 170g / Polyester, Rayon
Unterseite: Checkerboard K-Barrier, rutschfest
Verpackung: Einzel verpackt
Bestell-Nr.: 210103 ohne Einsteckstreifen
210203 mit Einsteckstreifen
PZN: 00540908 ohne Einsteckstreifen
00540914 mit Einsteckstreifen
Pflegehilfsmittelnummer: 51.40.01.4060
Hilfsmittelverzeichnisnummer: 19.40.05.2033